



Cérebro Amigo

Manual do médico

Uso clínico, fluxos, responsabilidade

Este manual descreve o uso do Cérebro Amigo na sua prática clínica.

Inclui: configuração inicial, cadastro de pacientes, prescrição, leitura da timeline, interpretação de notificações, protocolo de crise, limites de uso da IA, e suas responsabilidades como profissional.

Leia a Parte 7 (Protocolo de Crise) e Parte 8 (LGPD e Responsabilidade) ANTES de cadastrar o primeiro paciente.

Versão 1.0 — Maio/2026
Para uso de psiquiatras assinantes

Sumário

1. O que o sistema faz (e o que NÃO faz)
2. Fluxo geral: paciente → IA → você
3. Cadastrando um paciente
4. Prescrição: criar, ajustar, encerrar
5. Lendo a timeline e interpretando dados
6. Notificações: severidades e ação esperada
7. PROTOCOLO DE CRISE (leitura obrigatória)
8. LGPD, responsabilidade clínica e CFM
9. Limites do que a IA pode fazer
10. Workflow recomendado: pré e pós-consulta
11. Suporte e atualizações

1. O que o sistema faz (e o que NÃO faz)

Cérebro Amigo é um **sistema de continuidade entre consultas**. Ele não é telemedicina, não é prontuário (embora gere registro estruturado), não é substituto de consulta presencial ou teleconsulta.

O que o sistema faz

Funcionalidade	Detalhe
■ Lembra paciente das medicações	Nos horários que você definir. Paciente confirma via WhatsApp ou app. Você vê adesão no dashboard.
■ Coleta diário e registros do paciente	Texto livre, escala de humor (0-10), ansiedade, sono, energia, eventos.
■ Estrutura informação não estruturada	IA extrai sintomas e eventos clinicamente relevantes de mensagens livres do paciente.
■ Aplica questionários estruturados	PHQ-9 e GAD-7 (semana antes da consulta) automaticamente. Pode adicionar outros.
■■ Detecta sinais de crise	Análise em duas camadas (palavras-chave + IA). Aciona protocolo padrão e te notifica imediatamente.
■ Renova receitas controladas	Lembra paciente quando receita está vencendo. Você recebe pedido formal.
■ Confirma consultas	Reduz no-show. Reagenda quando paciente cancela.

O que o sistema NÃO faz (regra absoluta)

- Diagnosticar pacientes — nunca
- Sugerir, ajustar ou interpretar prescrição — nunca
- Fazer aconselhamento terapêutico — nunca
- Substituir consulta — nunca
- Decidir sobre crise sem você no loop — nunca
- Interpretar exames laboratoriais — nunca
- Encaminhar a outro profissional automaticamente — nunca

Implicação prática: a responsabilidade clínica é integralmente sua. O sistema é uma extensão administrativa e de coleta — não delegação clínica. Os textos que a IA envia ao paciente seguem políticas pré-aprovadas e são auditados, mas qualquer decisão sobre tratamento parte de você.

2. Fluxo geral: paciente → IA → você

Quando paciente envia mensagem (WhatsApp ou app)

1. Sistema recebe a mensagem
2. Detecta sinais de crise (palavras-chave + classificação por IA Haiku)
- **SE SIM:** aciona protocolo, te notifica, pausa automação
3. Identifica se conversa já foi escalada anteriormente
- Se sim: registra mensagem e te notifica, sem responder automaticamente
4. Identifica intenção: medicação? sintoma? dúvida administrativa? livre?
5. Para mensagem livre, extrai sintomas/eventos estruturados (humor 0-10, etc)
6. Persiste tudo no banco
7. Gera resposta breve, acolhedora, dentro de políticas pré-definidas
8. Auditoria final por IA Haiku (segurança extra antes de enviar)
9. Envia ao paciente

Quando paciente registra humor pelo app

Sem IA. Direto pro banco. Aparece na sua timeline imediatamente. Se houver piora significativa em relação à média histórica do paciente, você recebe notificação tipo 'piora_score' (severidade 'atenção').

Quando paciente escreve no diário

Por padrão, **privado**. Você não vê. Paciente decide marcar entrada como "compartilhada" pra que apareça pra você. Recomende ao paciente que use o compartilhamento quando quiser que algo seja considerado na próxima consulta.

3. Cadastrando um paciente

Você cadastra direto pelo dashboard, na seção **Pacientes** → **Novo paciente**:

Dados mínimos obrigatórios

- Nome completo
- WhatsApp (E.164, ex: 5521999998888)
- Confirmação que paciente **concordou** em usar o sistema (registre data e versão dos termos)

Dados recomendados

- Data de nascimento (para faixa etária na timeline)
- CPF (necessário se for emitir nota fiscal pra ele)
- E-mail (alternativa de contato)
- Configuração de lembretes (horários preferidos)

Após cadastrar, o sistema:

- Gera **magic link** único de 24h
- Envia automaticamente pelo WhatsApp ao paciente: *"Seu/sua médico(a) te convidou pro Cérebro Amigo. Clique aqui pra criar sua senha: [link]"*
- Quando paciente acessa, registra **consentimento LGPD versão atual** com timestamp
- Você recebe notificação "Paciente ativou conta" quando ele acessa pela primeira vez

Boa prática: antes de cadastrar, explique pessoalmente ao paciente (presencial ou em consulta) o que é o sistema, e tenha consentimento verbal explícito. O consentimento digital depois é só formalização. Pacientes psiquiátricos surpreendidos por sistema externo desconfiam — adesão cai.

4. Prescrição: criar, ajustar, encerrar

Importante: a prescrição que você registra no Cérebro Amigo serve para *operação interna do sistema* (lembrar paciente, controlar adesão, alertar renovação). **Não substitui prescrição formal** com sua assinatura ICP-Brasil (use Memed, Prescrição Eletrônica, ou receita física como sempre).

Criar nova prescrição

Campo	Detalhe
Medicamento	Nome do princípio ativo + apresentação. Ex: Sertralina 50mg
Dose / Posologia	Texto livre. Ex: "1 comprimido pela manhã, em jejum"
Horários	Lista de horários (ex: 08:00 e 22:00). Sistema usa pra disparar lembretes.
Início	Data de início (default: hoje)
Fim (opcional)	Pra medicações com prazo. Deixe em branco para uso contínuo.
Tipo de receita	B1, B2, C1, ou comum. Define lembrete de renovação.
Validade da receita	Pra controladas. Sistema avisa paciente 7 dias antes do vencimento.
Observações	Notas livres (ex: "tomar 30min antes de dormir"). Aparece pro paciente.

Ajustar dose ou trocar medicação

Cérebro Amigo não tem "editar dose" porque ajuste de medicação implica em decisão clínica que precisa rastreabilidade. Em vez disso, faça assim:

- **Desative** a prescrição atual (botão "Desativar")
- **Crie nova** prescrição com o ajuste
- Histórico fica preservado pra audit trail
- Paciente vê apenas a versão atual

Encerrar tratamento

Para parar uma medicação, use "Desativar". Sistema interrompe lembretes imediatamente. Histórico de tomadas anteriores fica preservado pra revisão futura.

5. Lendo a timeline do paciente

A página de detalhe do paciente unifica numa só timeline cronológica:

Tipo	Como aparece
■ Mensagens	Cinza claro (paciente) / branco (sistema). WhatsApp + portal.
■ Sintomas estruturados	Humor, ansiedade, sono — quando paciente registra ou IA extrai de texto livre.
■ Eventos clínicos	Crise de ansiedade, evento estressor, efeito colateral, etc. Inclui intensidade 0-10.
■ Tomadas de medicação	Confirmadas, esquecidas, puladas. Status visível.
■ Questionários respondidos	PHQ-9 / GAD-7 com score. Comparação com histórico.
■ Crises detectadas	Em vermelho. Inclui mensagem original, gatilho, ação tomada.
■ Consultas	Agendadas, realizadas, canceladas, no-show.

Códigos de cor (severidade visual)

Vermelho: crise detectada — exige ação imediata.

Laranja: evento de intensidade alta (≥ 7), efeito colateral relevante.

Amarelo: evento de intensidade média (4-6), questionário em piora.

Verde: registro positivo (humor alto, adesão consistente).

Cinza: registro neutro / informação geral.

Gráfico de humor / ansiedade

Sidebar mostra evolução dos últimos 30 dias. Use pra identificar:

- **Tendência** (subindo, descendo, estável)
- **Variabilidade** (paciente lábil mostra zigue-zague)
- **Correlação humor × ansiedade** (frequente em transtornos mistos)
- **Mudança após início/ajuste de medicação**

Adesão a medicação

Cada medicação ativa mostra: % de adesão últimos 30 dias, número de tomadas vs faltas. Verde $\geq 80\%$, amarelo 50-80%, vermelho $< 50\%$. Adesão baixa cronicamente indica intervenção (motivacional, psicoeducacional, ou troca de medicação).

6. Notificações: severidades e ação esperada

O sistema gera notificações classificadas por severidade. Cada uma exige tempo de resposta diferente:

Severidade	Quando dispara	Sua resposta esperada
■ Crítica	Crise detectada	Resposta IMEDIATA. Você foi notificado também via WhatsApp pessoal. Telefone ou videoconsulta agora se possível.
■ Urgente	Pioria significativa de score, efeito colateral grave	Mesma rotina ou em até 24h. Telefonema ou agendamento prioritário.
■ Atenção	Adesão baixa, eventos intensos isolados, dúvida clínica do paciente	Em até 48h dia útil. Resposta via portal ou na próxima consulta.
■ Info	Receita vencendo em 7 dias, paciente novo ativou conta, consulta amanhã	Sem urgência. Revisão semanal ou conforme rotina.

Boa prática: reserve 15min/dia (manhã ou fim de tarde) pra revisar notificações pendentes. Evite checar a cada hora — gera ansiedade e quebra fluxo. Apenas notificações **críticas** chegam diretamente no seu WhatsApp fora desse horário.

7. PROTOCOLO DE CRISE (leitura obrigatória)

Esta é a parte mais importante deste manual. Leia com atenção. Antes de cadastrar o primeiro paciente, recomendamos validar este protocolo em conversa com colega psiquiatra.

Como o sistema detecta crise

Toda mensagem entrante passa por dois filtros:

- **Camada 1 — Regex de palavras-chave:** lista propositalmente conservadora ("me matar", "não quero mais viver", "tomei todos os comprimidos", etc). Match imediato dispara protocolo.
- **Camada 2 — Classificação por IA:** se há indicadores ambíguos (ex: "cansado de tudo", "sem saída"), Haiku classifica como ALTO/MÉDIO/BAIXO risco. ALTO ou MÉDIO disparam protocolo.
- **Princípio:** preferimos falso positivo (notificação você descarta) a falso negativo (crise perdida).

O que acontece quando protocolo dispara

- Sistema envia ao paciente **resposta padrão imutável** (texto pré-revisado): reconhece sentimento, fornece CVV 188, SAMU 192, orienta pronto-socorro, informa que avisou seu/sua médico(a)
- Você recebe alerta **imediato** via: notificação dashboard (severidade crítica), WhatsApp pessoal, e-mail
- Conversa é marcada como **escalada**. Sistema para de responder automaticamente
- Auditoria completa registrada (mensagem original, gatilho, ação tomada, timestamps) — imutável

Sua ação obrigatória

1. Imediatamente ao receber alerta:

- Telefone para o paciente (use o WhatsApp dele que está na ficha)
- Se não atender: contate familiar de referência (se cadastrado)
- Se não conseguir contato e há plano de risco identificado: acione SAMU

2. Após estabilização (mesmo dia ou próximo dia útil):

- Agende consulta presencial ou telemedicina nas próximas 24-48h
- Documente conduta no prontuário formal
- No dashboard, marque a entrada de crise como **revisada** com sua nota

3. Reativação do atendimento automatizado:

- Conversa só sai de "escalada" quando você marca explicitamente
- Recomendamos manter escalada até paciente estar visivelmente estável (semanas, não dias)

Sua responsabilidade legal não muda. O sistema te ajuda a perceber rapidamente, mas a decisão clínica e a conduta diante da crise são integralmente suas. O sistema te empodera, não te substitui.

8. LGPD, responsabilidade e CFM

Quem é controlador dos dados?

Você (médico/clínica) é **controlador** dos dados dos seus pacientes. Cérebro Amigo é **operador** — processa em seu nome, sob suas instruções, conforme contrato de serviço. Implicações:

- Decisões sobre uso, retenção e finalidade são suas
- Comunicação com paciente sobre LGPD é responsabilidade compartilhada
- Se houver incidente com dados, ambos têm obrigação de comunicar (você ao paciente, nós a você + ANPD se aplicável)
- Paciente pode solicitar acesso/correção/exclusão pra você OU pelo e-mail privacidade@cerebroamigo.com.br — sistema repassa pra você decidir

CFM — Resoluções relevantes

Norma	Tema	Implicação
CFM 2.314/2022	Telemedicina	Permite uso de tecnologias auxiliares; reforça que decisão clínica é exclusiva do médico.
CFM 2.299/2021	Prescrição digital	Receita controlada exige assinatura ICP-Brasil. Cérebro Amigo NÃO substitui — usa Memed/etc.
CFM 1.638/2002	Prontuário	Você deve manter prontuário formal. Cérebro Amigo é apoio, não prontuário.
CFM 2.227/2018	Consulta presencial vs telemedicina	Cérebro Amigo não é teleconsulta — é continuidade administrativa.

LGPD — base legal de tratamento

Dados de saúde são **sensíveis** (Art. 11, LGPD). Bases possíveis:

- **Consentimento específico** do paciente (recomendado, e o sistema captura)
- **Tutela da saúde** em procedimento por profissional de saúde
- **Cumprimento de obrigação legal** (prontuário, prescrição)

Onde os dados ficam fisicamente

Postgres no Microsoft Azure, região Brazil South (São Paulo). Mesma região para todos os clientes. Dados em repouso são criptografados pela Azure. Backups por 7 dias, criptografados.

Mensagens enviadas a IA (Anthropic Claude) podem ser processadas em servidores fora do Brasil. **Isso precisa estar na sua política de privacidade que paciente aceita.** Anthropic tem contrato de não-treinamento — dados não são usados para treinar modelos.

9. Limites do que a IA pode fazer

Saber o que a IA pode e não pode é essencial pra você decidir quando confiar nela e quando intervir manualmente.

Categoria	O que esperar
O que a IA faz BEM	Classificar intenção (saudação, dúvida, queixa, etc) Extrair humor/ansiedade explícitos do texto Reconhecer palavras-chave de risco Responder confirmação de medicação Resumir histórico longo Reconhecer pedido administrativo ("quando minha próxima consulta?")
O que a IA faz MAL (precisa supervisão)	Distinguir ironia de literalidade Compreender gírias regionais ou erros de digitação extremos Detectar intenção velada (paciente que minimiza sintomas) Diferenciar piada/desabafo de ideação real (camada 2 ajuda mas não é perfeita) Reconhecer transferência ou padrões relacionais
O que a IA NÃO FAZ	Diagnosticar — nunca Sugerir tratamento — nunca Interpretar exames — nunca Decidir sobre crise sem você no loop — nunca Substituir consulta — nunca

Recomendação prática

Nas primeiras 4 semanas com cada novo paciente, **revise pessoalmente** todas as respostas que a IA enviou (registradas na timeline). Quando confiança estabelecer, você pode passar a revisar amostragem (ex: 1 por semana). Use o canal de feedback do dashboard pra reportar respostas ruins — assim calibramos.

10. Workflow recomendado

Antes da consulta (pré-consulta)

- Abra a página do paciente **1 hora antes** da consulta
- Leia o **resumo pré-consulta** gerado por IA (síntese das últimas 4 semanas)
- Olhe o **gráfico de humor / ansiedade** — identifique tendência
- Olhe a **adesão a medicação** — se baixa, prepare-se pra abordar
- Veja **questionários PHQ-9 / GAD-7** mais recentes vs anteriores
- Cheque se há **entradas de diário compartilhadas** (paciente quer que veja)

Durante a consulta

- Sistema continua coletando normalmente
- Se ajustar prescrição: **desativa atual** + **cria nova** ANTES de paciente sair
- Se quiser que paciente registre algo específico (ex: humor todo dia às 21h por 2 semanas): configure no perfil dele

Depois da consulta

- Marque consulta como **realizada** no sistema
- Lance observações livres na nota privada do paciente (não compartilhada)
- Se houve mudança de plano terapêutico, considere notificar paciente via mensagem direta no portal pra reforçar ("Hoje conversamos sobre X. Importante lembrar Y")

Rotina diária recomendada

Manhã (10min): abra notificações, responda críticas/urgentes, agende telefonemas se preciso.

Final do dia (10min): revise notificações de atenção, marque como lidas, deixe para resolver manhã seguinte se não urgente.

Semanal: revise pacientes que não interagiram nos últimos 7 dias — podem precisar de busca ativa.

11. Suporte e atualizações

Como pedir ajuda

Situação	Canal
Dúvida sobre uso	WhatsApp do suporte: (a definir) — resposta em até 4h dia útil
Bug encontrado	Botão "Reportar bug" no dashboard, ou suporte@cerebroamigo.com.br
Feedback / sugestão	feedback@cerebroamigo.com.br
Privacidade / LGPD	privacidade@cerebroamigo.com.br — DPO responde em até 15 dias
Resposta da IA inadequada	Botão "Reportar" na própria mensagem na timeline

Atualizações do sistema

Atualizações de funcionalidade são **opt-in**: você é avisado e decide quando ativar. Atualizações de segurança são automáticas e silenciosas.

Mudanças clínicas relevantes (ex: nova versão do protocolo de crise) sempre passam por **revisão psiquiátrica documentada** antes de entrar em produção.

O que você pode esperar de melhorias

- Integração com Memed pra renovação digital de receita controlada
- Push notifications no app do paciente (substituindo lembretes WhatsApp)
- Relatórios mensais automáticos pra cada paciente
- Integração com seu prontuário eletrônico (iClinic, Doctoralia, etc)
- App nativo iOS/Android (atualmente é web/PWA)



Cérebro Amigo é uma extensão da sua prática.

Você cuida de pessoas. O sistema cuida de processos.

Juntos, mais pacientes recebem o cuidado contínuo que precisam.

Esta versão (1.0): validada para uso em prática psiquiátrica de adultos.
Para uso em pediatria/adolescência, há protocolos adicionais — consulte suporte.
Para uso em psicose ativa ou quadros de instabilidade severa, **recomendamos avaliar caso a caso** antes de incluir o paciente no sistema.